

3区分に料金設定をしています

【学内】北海道大学の教職員・学生・研究員の方々

【学外(大学・公的機関)】学外の大学・高専または公的研究機関に所属して研究開発を行っている方々

【学外(一般)】本センターの目的に沿った研究開発に従事している企業や施設の研究者

Ver.2025.7.1

| 分析項目                                   |                                |                               | 分析内訳書等<br>に記載時の略称             | 利用区分と料金（税込）             |          | 装置名の略称<br>（メーカー名）                  |                                       |                           |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                                        |                                |                               |                               | 学外<br>大学 公的機関           | 学外<br>一般 |                                    |                                       |                           |
| 【元素分析】<br>CHNおよびCHNS                   | 基本                             | CHN(固体－JM10 スクリーニング)          | CHN_S_J_s                     | ¥7,500                  | ¥11,700  | JM10<br>(ジェイ・サイエンス・ラ<br>ボ)         |                                       |                           |
|                                        |                                | CHN(固体－JM10 精密)               | CHN_S_J_p                     | ¥11,300                 | ¥14,900  |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | CHN(固体－JM10 急ぎ対応、精密)          | CHN_S_J_p_u                   | ¥22,200                 | ¥33,800  |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | CHN(液体－JM10 スクリーニング)          | CHN_L_J_s                     | ¥9,100                  | ¥12,900  |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | CHN(液体－JM10 精密)               | CHN_L_J_p                     | ¥12,800                 | ¥16,200  |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | CHN(液体－JM10 急ぎ対応、精密)          | CHN_L_J_p_u                   | ¥25,100                 | ¥39,600  |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | CHN(固体＋残留物 スクリーニング)           | CHN_R_J_s                     | ¥10,600                 | ¥18,300  |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | CHN(固体＋残留物 精密)                | CHN_R_J_p                     | ¥14,300                 | ¥15,900  |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | CHN(固体＋残留物 急ぎ対応、精密)           | CHN_R_J_p_u                   | ¥31,300                 | ¥49,900  |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | CHN(固体－FlashSmart スクリーニング)    | CHN_S_F_s                     | ¥7,900                  | ¥13,000  | FlashSmart<br>(Thermo Scientific ) |                                       |                           |
|                                        |                                | CHN(固体－FlashSmart 精密)         | CHN_S_F_p                     | ¥11,000                 | ¥18,800  |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | CHN(固体－FlashSmart 急ぎ対応、精密)    | CHN_S_F_p_u                   | ¥21,500                 | ¥36,000  |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | CHN(液体－FlashSmart スクリーニング)    | CHN_L_F_s                     | ¥9,500                  | ¥16,300  |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | CHN(液体－FlashSmart 精密)         | CHN_L_F_p                     | ¥12,600                 | ¥22,100  |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | CHN(液体－FlashSmart 急ぎ対応、精密)    | CHN_L_F_p_u                   | ¥23,000                 | ¥39,100  |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | CHNS(固体－FlashSmart スクリーニング)   | CHNS_S_F_s                    | ¥9,200                  | ¥15,000  |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | CHNS(固体－FlashSmart 精密)        | CHNS_S_F_p                    | ¥13,100                 | ¥22,000  |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | CHNS(固体－FlashSmart 急ぎ対応、精密)   | CHNS_S_F_p_u                  | ¥24,000                 | ¥40,900  |                                    |                                       |                           |
|                                        | CHNS(液体－FlashSmart スクリーニング)    | CHNS_L_F_s                    | ¥10,900                       | ¥18,300                 |          |                                    |                                       |                           |
|                                        | CHNS(液体－FlashSmart 精密)         | CHNS_L_F_p                    | ¥14,800                       | ¥25,300                 |          |                                    |                                       |                           |
|                                        | CHNS(液体－FlashSmart 急ぎ対応、精密)    | CHNS_L_F_p_u                  | ¥25,700                       | ¥44,200                 |          |                                    |                                       |                           |
|                                        | 割増                             | 汚染                            | CHN_ad(cleaning)_[装置別略号]      | ¥1,800                  | ¥1,800   |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | 再データ処理 CHN                    | CHN_ad(data)_[装置別略号]          | ¥800                    | ¥2,000   |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | 再データ処理 CHNS                   | CHNS_ad(data)_[装置別略号]         | ¥800                    | ¥2,000   |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | E-メール返却                       | CHN_ad(Email)_[装置別略号]         | ¥2,500                  | ¥2,500   |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                | その他技術提供 20分毎                  | CHN_ad(other)_[装置別略号]         | ¥3,300                  | ¥3,300   |                                    |                                       |                           |
| 【元素分析】<br>IC<br>(S, ハロゲン)              | 基本                             | IC分析                          | S・F・Cl 1元素測定 S                | IC_S                    | ¥11,600  | ¥15,600                            | Integri<br>on<br>(Thermo Scientific ) |                           |
|                                        |                                |                               | S・F・Cl 1元素測定 Cl               | IC_Cl                   | ¥11,600  | ¥15,600                            |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | S・F・Cl 1元素測定 F                | IC_F                    | ¥11,600  | ¥15,600                            |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | S・F・Cl 2元素同時測定 S + F          | IC_S+F                  | ¥14,000  | ¥18,800                            |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | S・F・Cl 2元素同時測定 S + Cl         | IC_S+Cl                 | ¥14,000  | ¥18,800                            |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | S・F・Cl 2元素同時測定 F + Cl         | IC_F+Cl                 | ¥14,000  | ¥18,800                            |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | S・F・Cl 3元素同時測定 S + F + Cl     | IC_S+F+Cl               | ¥16,300  | ¥22,100                            |                                       |                           |
|                                        |                                | IC前処理                         | Br・I 1元素測定 Br                 | IC_Br                   | ¥16,300  | ¥22,100                            |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | Br・I 1元素測定 I                  | IC_I                    | ¥17,300  | ¥23,100                            |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | S・F・Cl 測定 固体試料                | IC_PreS_SFCl            | ¥11,200  | ¥16,100                            |                                       |                           |
|                                        | 割増                             | IC分析加算                        | S・F・Cl 測定 液体試料                | IC_PreL_SFCl            | ¥13,900  | ¥18,700                            |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | Br・I 測定 固体試料                  | IC_PreS_BrI             | ¥11,200  | ¥16,100                            |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | Br・I 測定 液体試料                  | IC_PreL_BrI             | ¥13,900  | ¥18,700                            |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | 汚染                            | IC_ad(cleaning)         | ¥2,600   | ¥2,600                             |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | 再データ処理                        | IC_ad(data)             | ¥800     | ¥2,000                             |                                       |                           |
| 【元素分析】<br>ICP                          | 基本                             | ICP-OES、ICP-MS 前処理(MW) 20分間毎  | E-メール返却                       | IC_ad(Email)_[装置別略号]    | ¥2,500   | ¥2,500                             | 5900 ICP-OES<br>(Agilent)             |                           |
|                                        |                                |                               | その他技術提供 20分毎                  | IC_ad(other)_[装置別略号]    | ¥3,300   | ¥3,300                             |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | ICP-OES 測定20分毎                | ICP-OES                 | ¥8,800   | ¥10,700                            |                                       | 8800 ICP-QQQ<br>(Agilent) |
|                                        |                                |                               | ICP-OES 技術提供 1 時間毎            | ICP-OES_tech            | ¥9,700   | ¥14,600                            |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | ICP-OES 測定条件検討 20分毎           | ICP-OES_test            | ¥11,100  | ¥17,500                            |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | ICP-MS 測定 1 時間毎               | ICP-MS                  | ¥17,600  | ¥18,900                            |                                       | BLADE(CEM)                |
|                                        |                                |                               | ICP-MS 技術提供 1 時間毎             | ICP-MS_tech             | ¥9,700   | ¥14,600                            |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | ICP-MS 測定条件検討 1 時間毎           | ICP-MS_test             | ¥25,700  | ¥30,500                            |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | ICP-OES, ICP-MS 前処理(MW) 20分間毎 | ICP_Pre(MW)_[装置別略号]     | ¥4,700   | ¥6,000                             |                                       | DigiPREP<br>(GLサイエンス)     |
|                                        |                                |                               | ICP-OES、ICP-MS 前処理 基本(1時間)    | ICP_Pre_[装置別略号]         | ¥12,500  | ¥17,300                            |                                       |                           |
|                                        | ICP-OES、ICP-MS 前処理 追加1時間毎      | ICP_Pre_ad_[装置別略号]            | ¥2,300                        | ¥5,400                  |          |                                    |                                       |                           |
|                                        | ICP-OES、ICP-MS 前処理条件検討 基本(1時間) | ICP_Pre_test_[装置別略号]          | ¥12,500                       | ¥17,300                 |          |                                    |                                       |                           |
|                                        | 割増                             | ICP-OES、ICP-MS 前処理条件検討 追加1時間毎 | ICP_Pre_test_ad_[装置別略号]       | ¥2,300                  | ¥5,400   |                                    |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | ICP-OES、ICP-MS 前処理条件検討 追加1時間毎 | ICP_Pre_test_ad_[装置別略号] | ¥2,300   | ¥5,400                             |                                       |                           |
| ICP-OES、ICP-MS 前処理条件検討 追加1時間毎          |                                |                               | ICP_Pre_test_ad_[装置別略号]       | ¥2,300                  | ¥5,400   |                                    |                                       |                           |
| ICP-OES、ICP-MS 前処理条件検討 追加1時間毎          |                                |                               | ICP_Pre_test_ad_[装置別略号]       | ¥2,300                  | ¥5,400   |                                    |                                       |                           |
| 【元素分析】<br>秤量                           | 基本                             | 操作（1 回毎）                      | E-メール返却                       | ICP_ad(Email)_[装置別略号]   | ¥2,500   | ¥2,500                             | XP6 , XPR2UV<br>(METTLER TOLEDO)      |                           |
|                                        |                                |                               | その他技術提供 20分毎                  | ICP_ad(other)_[装置別略号]   | ¥3,300   | ¥3,300                             |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | 基本                            | Weighting               | ¥1,700   | ¥2,500                             |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | 特殊秤量加算 5分毎                    | Weighting_ad(each 5min) | ¥900     | ¥1,700                             |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | 再データ処理                        | Weighting_ad(data)      | ¥800     | ¥2,000                             |                                       |                           |
|                                        |                                |                               | E-メール返却                       | Weighting_ad(Email)     | ¥2,500   | ¥2,500                             |                                       |                           |
| ・ n本の秤量を行う場合の料金は 基本料金 + （n×操作料金）となります。 |                                |                               |                               |                         |          |                                    |                                       |                           |

北海道大学 技術連携統括本部 総合研究基盤連携センター

機器分析受託サービス 分析料金表（学外）

（2025年7月1日改定）

管理担当：総合研究基盤連携センター 機器分析・オープンファシリティユニット  
〒001-0021 札幌市北区北21条西11丁目北キャンパス総合研究棟7号館  
TEL: (011) 706-9235[代表] <https://www.gfc.hokudai.ac.jp/system/ias>

3区分に料金設定をしています  
【学内】北海道大学の教職員・学生・研究員の方々  
【学外(大学・公的機関)】学外の大学・高専または公的研究機関に所属して研究開発を行っている方々  
【学外(一般)】本センターの目的に沿った研究開発に従事している企業や施設の研究者

Ver.2025.7.1

| 分析項目         |            |                                          |                               | 分析内訳書等<br>に記載時の略称               | 利用区分と料金（税込）   |                        | 装置名の略称<br>（メーカー名）                    |                                          |
|--------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|              |            |                                          |                               |                                 | 学外<br>大学 公的機関 | 学外<br>一般               |                                      |                                          |
| 【アミノ酸組成分析】   | 基本         | アミノ酸分析                                   | 標準分析 30分まで測定                  | Standard_30                     | ¥6,900        | ¥11,800                | L-8900（日立）                           |                                          |
|              |            |                                          | 標準分析（17アミノ酸）                  | Standard(17amino acids)         | ¥14,900       | ¥30,400                | LA8080（日立）                           |                                          |
|              |            |                                          | 遊離アミノ酸分析 1時間測定                | Free Amino Acid_60              | ¥8,200        | ¥13,000                | L-8900（日立）                           |                                          |
|              |            |                                          | 遊離アミノ酸分析（40アミノ酸）              | Free Amino Acid(40 amino acids) | ¥26,700       | ¥47,400                | LA8080（日立）                           |                                          |
|              |            |                                          | 高感度分析（NBD-F法）                 | Highly-Sensitivity(NBD-F)       | ¥19,900       | ¥31,500                | LaChromUltra（日立）                     |                                          |
|              |            | 前処理(水解)                                  | 塩酸水解                          | Hydrolysis(HCl)                 | ¥9,500        | ¥26,500                |                                      |                                          |
|              | メタンスルホン酸水解 |                                          | Hydrolysis(MSA)               | ¥11,100                         | ¥30,400       |                        |                                      |                                          |
|              | 割増         | 秤量                                       | Weighting_AAA                 | ¥1,200                          | ¥1,800        |                        |                                      |                                          |
|              |            | フィルター処理                                  | Filter                        | ¥1,300                          | ¥2,400        |                        |                                      |                                          |
|              |            | 再データ処理                                   | AAA_ad(data)                  | ¥800                            | ¥2,000        |                        |                                      |                                          |
|              |            | E-メール返却                                  | AAA_ad(Email)                 | ¥2,500                          | ¥2,500        |                        |                                      |                                          |
|              |            | その他技術提供 20分毎                             | AAA_ad(other)                 | ¥3,300                          | ¥3,300        |                        |                                      |                                          |
| 【タンパク質配列分析】  | 基本         | 通常分析（5サイクルまで）                            | PSQ-Nor                       | ¥22,000                         | ¥26,400       | PPSQ53A<br>(Shimadzu ) |                                      |                                          |
|              |            | 追加 1 サイクル                                | PSQ-Nor-ad                    | ¥2,500                          | ¥7,800        |                        |                                      |                                          |
|              | 割増         | 溶液サンプル加算                                 | PSQ-Nor-sol                   | ¥5,200                          | ¥8,700        |                        |                                      |                                          |
|              |            | 再データ処理                                   | PSQ_ad(data)                  | ¥800                            | ¥2,000        |                        |                                      |                                          |
|              |            | E-メール返却                                  | PSQ_ad(Email)                 | ¥2,500                          | ¥2,500        |                        |                                      |                                          |
|              |            | その他技術提供 20分毎                             | PSQ_ad(other)                 | ¥3,300                          | ¥3,300        |                        |                                      |                                          |
| 【質量分析】<br>一般 | 基本         | EI                                       | スペクトル測定（DIP）                  | DI-L                            | ¥5,600        | ¥10,500                | JMS-T2000GC（JEOL）                    |                                          |
|              |            |                                          | 精密質量測定（DIP）                   | DI-H                            | ¥6,900        | ¥11,800                |                                      |                                          |
|              |            |                                          | スペクトル測定および精密質量測定（DIP）         | DI-LH                           | ¥10,400       | ¥15,300                |                                      |                                          |
|              |            |                                          | スペクトル測定（DEP）                  | DE-L                            | ¥5,600        | ¥10,500                |                                      |                                          |
|              |            |                                          | 精密質量測定（DEP）                   | DE-H                            | ¥6,900        | ¥11,800                |                                      |                                          |
|              |            |                                          | スペクトル測定および精密質量測定（DEP）         | DE-LH                           | ¥10,400       | ¥15,300                |                                      |                                          |
|              |            |                                          | スペクトル測定（GC導入）                 | GC-L                            | ¥7,600        | ¥12,400                |                                      |                                          |
|              |            |                                          | 精密質量測定（GC導入）                  | GC-H                            | ¥7,500        | ¥12,300                |                                      |                                          |
|              |            | ESI, APCI                                | スペクトル測定および精密質量測定（GC導入）        | GC-LH                           | ¥10,400       | ¥15,200                | Exactive Plus<br>(Thermo Scientific) |                                          |
|              |            |                                          | スペクトル測定                       | ESI-L                           | ¥7,100        | ¥11,900                |                                      |                                          |
|              |            |                                          | 精密質量測定                        | ESI-H                           | ¥7,600        | ¥12,400                |                                      |                                          |
|              |            |                                          | スペクトル測定及び精密質量測定               | ESI-LH                          | ¥10,900       | ¥15,700                |                                      |                                          |
|              |            |                                          | スペクトル測定（特殊）                   | ESI-L-P                         | ¥11,400       | ¥16,200                |                                      |                                          |
|              |            |                                          | 精密質量測定（特殊）                    | ESI-H-P                         | ¥11,100       | ¥15,900                |                                      |                                          |
|              |            |                                          | スペクトル測定及び精密質量測定（特殊）           | ESI-LH-P                        | ¥14,600       | ¥19,500                |                                      |                                          |
|              |            |                                          | MS Flow injection 低分子 1 測定あたり | Flow-L                          | ¥22,800       | ¥27,600                |                                      | LTQ-OrbitrapElite<br>(Thermo Scientific) |
|              |            |                                          | MS Flow injection 高分子 1 測定あたり | Flow-H                          | ¥26,600       | ¥31,400                |                                      |                                          |
|              | FI         | スペクトル測定                                  | FI-L                          | ¥15,800                         | ¥20,700       | JMS-T2000GC（JEOL）      |                                      |                                          |
|              | FD         | スペクトル測定                                  | FD-L                          | ¥11,600                         | ¥16,400       |                        |                                      |                                          |
|              | MALDI      | スペクトル測定                                  | MALDI-L                       | ¥20,000                         | ¥24,800       | ultrafleXtreme（Bruker） |                                      |                                          |
|              | 割増         | EI, ESI,<br>APCI, FI,<br>FD, MALDI<br>共通 | 追加組成演算                        | [装置別略号] -ad(HR)                 | ¥2,500        | ¥2,500                 |                                      |                                          |
|              |            |                                          | デコンボリューション処理                  | [装置別略号] -ad(Deco)               | ¥2,500        | ¥2,500                 |                                      |                                          |
|              |            |                                          | Rawデータ返却                      | [装置別略号] -ad(Raw)                | ¥2,500        | ¥2,500                 |                                      |                                          |
|              |            |                                          | マトリックス検討                      | [装置別略号] -ad(Mtx)                | ¥4,900        | ¥4,900                 |                                      |                                          |
|              |            |                                          | Tableデータ返却                    | [装置別略号] -ad(Table)              | ¥2,500        | ¥2,500                 |                                      |                                          |
|              |            |                                          | 画像処理                          | [装置別略号] -ad(image)              | ¥2,500        | ¥2,500                 |                                      |                                          |
|              |            |                                          | E-メール返却                       | [装置別略号] -ad(Email)              | ¥2,500        | ¥2,500                 |                                      |                                          |
|              |            |                                          | その他技術提供 20分毎                  | [装置別略号] -ad(other)              | ¥3,300        | ¥3,300                 |                                      |                                          |

北海道大学 技術連携統括本部 総合研究基盤連携センター

機器分析受託サービス 分析料金表（学外）

（2025年7月1日改定）

管理担当：総合研究基盤連携センター 機器分析・オープンファシリティユニット  
〒001-0021 札幌市北区北21条西11丁目北キャンパス総合研究棟7号館  
TEL: (011) 706-9235[代表] <https://www.gfc.hokudai.ac.jp/system/ias>

3区分に料金設定をしています  
【学内】北海道大学の教職員・学生・研究員の方々  
【学外(大学・公的機関)】学外の大学・高専または公的研究機関に所属して研究開発を行っている方々  
【学外(一般)】本センターの目的に沿った研究開発に従事している企業や施設の研究者

Ver.2025.7.1

| 分析項目                                                                                |                                            |                                                                                                | 分析内訳書等<br>に記載時の略称 | 利用区分と料金（税込）                                |                                          | 装置名の略称<br>（メーカー名）                          |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                     |                                            |                                                                                                |                   | 学外<br>大学 公的機関                              | 学外<br>一般                                 |                                            |                                          |
| 【質量分析】<br>GC/MS                                                                     | 基本                                         | スペクトル測定 GC設定1時間                                                                                | GCMS-L1           | ¥16,700                                    | ¥21,500                                  | JMS-TQ4000GC (JEOL)                        |                                          |
|                                                                                     |                                            | GC/MS 精密質量測定 1ピーク                                                                              | GCMS-H1           | ¥12,900                                    | ¥17,800                                  | JMS-T2000GC (JEOL)                         |                                          |
|                                                                                     | 割増                                         | SPME対応                                                                                         | TQ4000-ad(SPME)   | ¥6,200                                     | ¥6,200                                   | JMS-TQ4000GC (JEOL)                        |                                          |
|                                                                                     |                                            | PI対応                                                                                           | TQ4000-ad(PI)     | ¥8,500                                     | ¥8,500                                   |                                            |                                          |
|                                                                                     |                                            | Tableデータ返却                                                                                     | TQ4000-ad(Table)  | ¥2,500                                     | ¥2,500                                   |                                            |                                          |
|                                                                                     |                                            | 画像処理                                                                                           | TQ4000-ad(image)  | ¥2,500                                     | ¥2,500                                   |                                            |                                          |
|                                                                                     |                                            | E-メール返却                                                                                        | TQ4000-ad(Email)  | ¥2,500                                     | ¥2,500                                   |                                            |                                          |
|                                                                                     |                                            | その他技術提供 20分毎                                                                                   | TQ4000-ad(other)  | ¥3,300                                     | ¥3,300                                   |                                            |                                          |
|                                                                                     |                                            | SPME対応                                                                                         | T2000-ad(SPME)    | ¥6,200                                     | ¥6,200                                   | JMS-T2000GC (JEOL)                         |                                          |
|                                                                                     |                                            | Tableデータ返却                                                                                     | T2000-ad(Table)   | ¥2,500                                     | ¥2,500                                   |                                            |                                          |
|                                                                                     |                                            | 画像処理                                                                                           | T2000-ad(image)   | ¥2,500                                     | ¥2,500                                   |                                            |                                          |
|                                                                                     |                                            | E-メール返却                                                                                        | T2000-ad(Email)   | ¥2,500                                     | ¥2,500                                   |                                            |                                          |
|                                                                                     |                                            | その他技術提供 20分毎                                                                                   | T2000-ad(other)   | ¥3,300                                     | ¥3,300                                   |                                            |                                          |
|                                                                                     |                                            | ・ GC/MSスペクトル測定で複数のピークが検出される場合は、15ピークまでの処理を同一料金内で行う。15ピークを越える処理が必要な場合には、必要時間に応じてその他技術提供料金を加算する。 |                   |                                            |                                          |                                            |                                          |
|                                                                                     |                                            | ・ GC/MSをFIモードで取得する場合には、FIモードへの切り替え作業のため、その他技術提供料金60分相当を加算する。                                   |                   |                                            |                                          |                                            |                                          |
| 【質量分析】<br>LC/MS<br><br>LC/MS/MS<br><br>MS/MS<br><br>nanoLC/MS/MS<br>を用いた<br>タンパク質解析 | 基本                                         | LC/MS（一般）1測定目 4ピークまでのスペクトル処理を含む                                                                | Elite-LCMS-1      | ¥35,900                                    | ¥40,700                                  | LTQ-OrbitrapElite<br>(Thermo Scientific)   |                                          |
|                                                                                     |                                            | LC/MS（一般）2測定目以降 4ピークまでのスペクトル処理を含む                                                              | Elite-LCMS-2      | ¥24,000                                    | ¥28,800                                  |                                            |                                          |
|                                                                                     |                                            | LC/MS/MS（一般）1測定目 プリカーサーイオンピーク指定 1ピークまで                                                         | Elite-LCMS2-1     | ¥41,100                                    | ¥45,900                                  |                                            |                                          |
|                                                                                     |                                            | LC/MS/MS（一般）2測定目以降 プリカーサーイオンピーク指定 1ピークまで                                                       | Elite-LCMS2-2     | ¥26,400                                    | ¥31,200                                  |                                            |                                          |
|                                                                                     |                                            | LC/MS,LC/MS/MS 条件検討 測定1時間あたり (2時間～                                                             | Elite-LCMS-ex     | ¥20,600                                    | ¥25,500                                  |                                            |                                          |
|                                                                                     |                                            | MS/MS Flow injection 1測定あたり                                                                    | Elite-Flow-MS2    | ¥31,100                                    | ¥35,900                                  | 8060NX (Shimadzu)                          |                                          |
|                                                                                     |                                            | 定量分析 測定1時間あたり (2時間～                                                                            | 8060-LCQ-L-ex     | ¥18,600                                    | ¥23,400                                  |                                            |                                          |
|                                                                                     |                                            | 高分解能定量分析 測定1時間あたり (2時間～                                                                        | Eclipse-LCQ-H-ex  | ¥26,900                                    | ¥31,800                                  | LTQ-OrbitrapEclipse<br>(Thermo Scientific) |                                          |
|                                                                                     |                                            | nanoLC-MS/MS タンパク質同定 基本コース 1測定目                                                                | Eclipse-P60-1     | ¥53,800                                    | ¥58,700                                  |                                            |                                          |
|                                                                                     |                                            | nanoLC-MS/MS タンパク質同定 基本コース 2測定目以降                                                              | Eclipse-P60-2     | ¥40,800                                    | ¥45,700                                  |                                            |                                          |
|                                                                                     | nanoLC-MS/MS タンパク質同定 応用コース 1測定目            | Eclipse-P120-1                                                                                 | ¥73,500           | ¥78,300                                    |                                          |                                            |                                          |
|                                                                                     | nanoLC-MS/MS タンパク質同定 応用コース 2測定目以降          | Eclipse-P120-2                                                                                 | ¥60,500           | ¥65,300                                    |                                          |                                            |                                          |
|                                                                                     | nanoLC-MS/MS 各種タンパク質解析 条件検討 測定1時間あたり (2時間～ | Eclipse-P-ex                                                                                   | ¥26,900           | ¥31,800                                    | LTQ-OrbitrapElite<br>(Thermo Scientific) |                                            |                                          |
|                                                                                     | LC/MS, LC/MS/MS（特殊） 測定1時間あたり (2時間～         | Eclipse-LCMS(MS2)-ex                                                                           | ¥26,900           | ¥31,800                                    |                                          |                                            |                                          |
|                                                                                     | 割増                                         | 追加組成演算                                                                                         | Elite-ad(HR)      | ¥2,500                                     |                                          | ¥2,500                                     | LTQ-OrbitrapElite<br>(Thermo Scientific) |
|                                                                                     |                                            | デコンボリューション処理                                                                                   | Elite-ad(Deco)    | ¥2,500                                     |                                          | ¥2,500                                     |                                          |
|                                                                                     |                                            | Rawデータ返却                                                                                       | Elite-ad(Raw)     | ¥2,500                                     |                                          | ¥2,500                                     |                                          |
|                                                                                     |                                            | Tableデータ返却                                                                                     | Elite-ad(Table)   | ¥2,500                                     |                                          | ¥2,500                                     |                                          |
|                                                                                     |                                            | 画像処理                                                                                           | Elite-ad(image)   | ¥2,500                                     |                                          | ¥2,500                                     |                                          |
| E-メール返却                                                                             |                                            | Elite-ad(Email)                                                                                | ¥2,500            | ¥2,500                                     |                                          | LTQ-OrbitrapEclipse<br>(Thermo Scientific) |                                          |
| その他技術提供 20分毎                                                                        |                                            | Elite-ad(other)                                                                                | ¥3,300            | ¥3,300                                     |                                          |                                            |                                          |
| タンパク質同定 再データベース検索                                                                   |                                            | Eclipse-ad(database)                                                                           | ¥9,700            | ¥9,700                                     |                                          |                                            |                                          |
| タンパク質同定 mascot用データ変換                                                                |                                            | Eclipse-ad(Mascot)                                                                             | ¥3,300            | ¥3,300                                     |                                          |                                            |                                          |
| 追加組成演算                                                                              |                                            | Eclipse-ad(HR)                                                                                 | ¥2,500            | ¥2,500                                     |                                          |                                            |                                          |
| デコンボリューション処理                                                                        | Eclipse-ad(Deco)                           | ¥2,500                                                                                         | ¥2,500            | LTQ-OrbitrapEclipse<br>(Thermo Scientific) |                                          |                                            |                                          |
| Rawデータ返却                                                                            | Eclipse-ad(Raw)                            | ¥2,500                                                                                         | ¥2,500            |                                            |                                          |                                            |                                          |
| 画像処理                                                                                | Eclipse-ad(image)                          | ¥2,500                                                                                         | ¥2,500            |                                            |                                          |                                            |                                          |
| E-メール返却                                                                             | Eclipse-ad(Email)                          | ¥2,500                                                                                         | ¥2,500            |                                            |                                          |                                            |                                          |
| その他技術提供 20分毎                                                                        | Eclipse-ad(other)                          | ¥3,300                                                                                         | ¥3,300            |                                            |                                          |                                            |                                          |